

外泌体产品介绍

Introduction of Exosome Products

中文名称 Chinese Name	293T 外泌体
英文名称 English Name	293T Cell-Exosome
产品货号 Catalog No	UR53205
包装规格 Model and Specifications	100 μ L/支 100 μ L/Tube
产品浓度 Protein Concentration	1 μ g/ μ L
产品纯度 Product Purity	>98%
细胞来源 Cell Source	293T (ATCC® CRL-3216™)
产品级别 Product Rating	BR: Biological reagent
产品外观 Product Appearance	透明水溶液 Transparent aqueous solution
产品说明 Product Introduction	<p>293T 外泌体是 293T 无血清培养细胞上清液中分离提取获得的高纯度外泌体颗粒，直径在 30nm-150nm，可作为科研试剂用于透射电镜分析、NTA 粒径分析、核酸蛋白分析、细胞学及动物学实验等。</p> <p>293T Cell-Exosome are high-purity 30nm-150nm exosomal particles separated and extracted from the supernatant of serum-free cultured 293T cells. They can be used as scientific research reagents for transmission electron microscopy analysis, NTA particle size analysis, nucleic acid and protein analysis, cytology and zoology experiment, etc.</p>
使用说明 Instructions for use	<p>作为科研试剂使用：</p> <p>Western Blot: 20-40 μg/well</p> <p>Nanoparticle Tracking Analysis: 10 μL</p> <p>Transmission Electron Microscope: 10 μL</p>
保存温度 Storage Temperature	-20°C

注：WesternBlot 检测前请充分裂解该产品再进行实验。推荐产品《UR33101外泌体蛋白专用裂解液》

上海宇玫博生物科技有限公司 Umibio (Shanghai) Co.Ltd

地址：上海市浦东新区蔡伦路 88 号 1 号楼 电话：4006-166-973

Add: 1st building, No.88 Cailun Rd, Shanghai, China Tel: (86)21 60521508

