

外泌体产品介绍

Introduction of Exosome Products

中文名称 Chinese Name	人 NK 细胞外泌体
英文名称 English Name	NK Cell-Exosomes (human)
产品货号 Catalog No	UR53208
包装规格 Model and Specifications	100 μ L/支 100 μ L/Tube
产品浓度 Protein Concentration	1 μ g/ μ L
产品纯度 Product Purity	>98%
产品级别 Product Rating	BR: Biological reagent
产品外观 Product Appearance	透明水溶液 Transparent aqueous solution
产品说明 Product Introduction	<p>NK 细胞外泌体是无血清培养细胞上清液中分离提取获得的高纯度外泌体颗粒，直径在 30nm-150nm，可作为科研试剂用于透射电镜分析、NTA 粒径分析、核酸蛋白分析、细胞学及动物学实验等。</p> <p>NK Cell-Exosome are high-purity 30nm-150nm exosomal particles separated and extracted from the supernatant of serum-free cultured NK cells. They can be used as scientific research reagents for transmission electron microscopy analysis, NTA particle size analysis, nucleic acid and protein analysis, cytology and zoology experiment, etc.</p>
使用说明 Instructions for use	<p>作为科研试剂使用：</p> <p>Western Blot: 20-40 μg/well</p> <p>Nanoparticle Tracking Analysis: 10 μL</p> <p>Transmission Electron Microscope: 10 μL</p>
保存温度 Storage Temperature	-20 $^{\circ}$ C

注: Western Blot 检测前请充分裂解该产品再进行实验。推荐产品《UR33101 外泌体蛋白专用裂解液》

Umibio Science and Technology Group

上海公司地址: 上海市浦东新区青黛路 800 号 绍兴公司地址: 浙江省绍兴市越城区天姥路 1 号
 电话: 4006-166-973 021-60521508 QQ: 3423485078; 网址: www.umibio.cn

